

ME機器清掃・消毒及び指定場所への搬出作業

麻酔ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。 ・オペ室から廊下に出す。
注射用ワゴン	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。 ・オペ室から廊下に出す。
モニター機器	<ul style="list-style-type: none"> ・モニターの電源が切れているか確認をする。 OFFの場合・・・コンセントを抜き、本体及びコード類を消毒拭きする。 オペ室から廊下に出す。(血液・汚れを落とす) ONの場合・・・本体を消毒拭きする。 オペ室にそのまま置いておく。
電気メスワゴン	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
除細動器	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
自己血回収装置	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き血液回収容器を外しメスキュードBOXに廃棄する。 ・キャスターや足元を、消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から出し所定の場所に戻す。
体温調整装置	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
ベースン	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミを回収しメスキュードBOXに廃棄する。 ・本体を消毒拭きする。 ・オペ室から廊下に出す。
手術台付属備品	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。 ・オペ室にそのまま置いておく。
手術台	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。 ・本体と付属品の隙間などの血液・埃の清掃。 ・ベッドを動かし、ベッド下のフロアを清掃する。 その後で、血液汚染防止テープを張る。
无影灯	<ul style="list-style-type: none"> ・毎日、本体を消毒拭きする。
ビデオ・デッキ・カメラ・モニター画	<ul style="list-style-type: none"> ・毎日、本体を消毒拭きする。
シリンジポンプ	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
輸液ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
アメニック及び同等品 (身体を温める物)	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
メディック及び同等品 (足元を温める物)	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・手術台 足元に置く。
エアーマット本体	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・手術台の上に置く。
点滴台	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・オペ室から廊下に出す。
低圧持続吸引器	<ul style="list-style-type: none"> ・回収容器側の栓を閉め吸引チューブを外す。 ・使用された回収容器を処理する。 ・コード類を消毒拭きする。 ・オペ室から廊下に出す。
ベッドサイドモニター	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・手術台の上に置く。
麻酔機	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントを抜き本体及びコード類を消毒拭きする。(血液・汚れを落とす) ・吸引、笑気、酸素のコードを外す。 ・本体はそのまま置いておく。 ・コード類を片づける。
テンピュール	<ul style="list-style-type: none"> ・本体を消毒拭きする。 ・手術台の上に置く。