

## ME機器清掃方法及び収納作業

シリンジポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体からコンセントを外し、本体及びコードを消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> <li>※架台にセットされている時は。架台から外す。</li> </ul>
輸液ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体からコンセントを外し、本体及びコードを消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> <li>※架台にセットされている時は。架台から外す。</li> </ul>
アメニック及び同等品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体及びコード類を消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
メディック及び同等品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中に入っている空気を抜く。</li> <li>・本体及びポンプ消毒拭きし、まとめる。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
血圧計 (カフ圧計)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
点滴台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を消毒拭きする。</li> <li>※外せる架台は外して消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
深部体温計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体からコンセントを外し、本体及びコードを消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
トランスデューサー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
血液版	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
カンガルーポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体を消毒拭きする。</li> <li>・所定の場所に戻す。</li> </ul>
血圧ラインケーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブルを消毒拭きする。</li> <li>・ケーブルをまとめて所定の場所に戻す。</li> </ul>
メラサキューム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体及びコードを消毒拭きする。</li> <li>・コードを本体に巻き、所定の場所に戻す。</li> </ul>
各コード類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消毒拭きする。</li> <li>・1本ずつにまとめて所定の場所に戻す。</li> </ul>
その他病院と協議されたもの	