

件名:外部委託検査業務

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	当センター指 定容器使用	予定数量 (R8.12- R10.5)	保険 点数
1	1	トロンボモジュリン	血清	CLEIA	○	399	204
1	2	プロテインS抗原量(トータル)	血漿(クエン酸Na)	ラテックス凝集反応	○	651	152
1	3	凝固活性 第Ⅱ因子(F2)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	11	223
1	4	凝固活性 第Ⅴ因子(F5)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	8	223
1	5	凝固活性 第Ⅶ因子(F7)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	8	223
1	6	凝固活性 第Ⅷ因子(F8)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	537	223
1	7	凝固活性 第Ⅸ因子(F9)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	6	223
1	8	凝固活性 第Ⅹ因子(F10)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	11	223
1	9	凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	6	223
1	10	凝固活性 第ⅩⅡ因子(F12)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	○	14	223
1	11	フォン・ウィルブラント因子活性	血漿(クエン酸Na)	固定血小板凝集法	○	171	126
1	12	α2PIプラスミン複合体(PIC)	血漿(クエン酸Na)	LPⅠA	○	530	150
1	13	ADAMTS-13(活性)	血漿(クエン酸Na)	ELISA	○	164	400
1	14	HIT-IgG	血漿(クエン酸Na)	ラテックス比濁法	○	182	376
1	15	凝固抑制 第Ⅷ(8)因子	血漿(クエン酸Na)	ベッセグ法	○	2	144
1	16	血小板第4因子 PF-4	乏血小板血漿	EIA	○	5	173
1	17	ループスアンチコアグラント	血漿(クエン酸Na)	リン脂質中和法	○	1,058	265
2	18	アデノシンデアミナーゼ	血清	酵素法	○	60	32
2	19	リゾチーム	血清	比濁法	○	20	適用外
2	20	LDアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	○	36	48
2	21	ALPアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	○	3	48
2	22	アミラーゼアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	○	20	48
2	23	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール	血清	酵素法	○	440	80
2	24	アミノ酸分画	血漿(EDTA2Na)	LC/MS	○	62	1,074
2	25	アミノ酸分画(尿)	尿	HPLC	○	11	1,074
2	26	骨型アルカリフォスファターゼ	血清	CLEIA	○	2	157
3	27	オリゴクローマンバント	髄液および血清	等電点電気泳動法	○	39	507
3	28	IgG(髄液)	髄液	免疫比濁法	×	92	38
3	29	IgM(髄液)	髄液	免疫比濁法	×	14	38
3	30	IgA(髄液)	髄液	免疫比濁法	×	12	38
3	31	アルブミン(髄液)	髄液	免疫比濁法	×	56	99
3	32	ミエリンベースック蛋白	髄液	ELISA	×	21	570
3	33	β-アミロイド1-42/1-40比	髄液	CLEIA	○	182	1,282
19	34	血液・穿刺液検体	血液・穿刺液材料	Bergey's Manual他に基づく同定法	×	11	240
19	35	抗酸菌同定	細菌検査材料	質量分析法	×	5	376
分類外	36	TTR遺伝子変異解析	EDTA加血	PCR/ダイレクトシーケンス	×	29	3,880
分類外	37	EBVリンパ	EDTA加血液	PCR(リアルタイムPCR)	×	572	310
分類外	38	ヒト癌胎児性フィブロブラスチン	腔分泌物	ELISA	×	48	204
分類外	39	FTA-ABS IgG	血清	FAT	○	18	134